

# Autoklavierbeutel, Autoklavierbeutel BIOHAZARD

## Autoklavierbeutel, Faltschachtel

PP-Beutel aus besonders starker Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung von kontaminiertem Material.

- Volumen ca. 1,5 l, Folienstärke 50 µm
- zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden
- für Beutelgröße 200 x 300 mm: praktischer Tischständer, kunststoffbeschichtet, mit 3 rutschfesten Gummifüßen



B x H mm	Beutel	Autoklavierbar	Packungsform	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
200 x 300	standard	bis 134°C	Spenderkarton 1 x 100	100	70 01 000
200 x 300	hochtransparent	bis 121°C	Spenderkarton 1 x 100	100	70 01 005
Tischständer für Vernichtungsbeutel 200 x 300 mm, Höhe 25 cm				1	70 01 400
Set bestehend aus 1 Tischständer und 100 Vernichtungsbeuteln (standard) 200 x 300 mm				1	70 01 401
Set bestehend aus 1 Tischständer und 100 Vernichtungsbeuteln (hochtransparent) 200 x 300 mm				1	70 01 405

## Autoklavierbeutel, standard, transluzent

PP-Beutel aus besonders starker Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung von kontaminiertem Material.

- autoklavierbar bis 134 °C, 20 min, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden



B x H mm	Volumen ca. l	Folienstärke	Packungsform	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
300 x 500	6	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 100
400 x 780	22	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 150
600 x 800	32	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 200
600 x 800	32	50 µm	Karton 1 x 100	100	70 01 210
600 x 800	32	100 µm	Karton 1 x 125	125	70 01 212
700 x 1.100	72	50 µm	Karton 1 x 350	350	70 01 300
700 x 1.100	72	50 µm	Karton 1 x 75	75	70 01 310
700 x 1.100	72	100 µm	Karton 1 x 75	75	70 01 311

## Autoklavierbeutel, hochtransparent

PP-Beutel aus besonders starker Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung von kontaminiertem Material.

- autoklavierbar bis 121 °C, 20 min, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden



B x H mm	Volumen ca. l	Folienstärke	Packungsform	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
300 x 500	6	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 105
400 x 780	22	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 155
600 x 800	32	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 205
700 x 1.100	72	50 µm	Karton 1 x 350	350	70 01 305

Indikatorfeld



## Autoklavierbeutel, BIOHAZARD rot – Warnhinweis mit Indikationsfeld

Aus Polyethylen (PE).

Markante rote Beutel zur leichten Identifizierung und zur Entsorgung von kontaminiertem Material.

- das weiße Indikationsfeld verfärbt sich durch den abgeschlossenen Autoklavierprozess dunkel
- mit BIOHAZARD-Symbol und Sicherheitsaufdruck in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- autoklavierbar bei 121°C, 20 min, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden
- praktischer Tischständer, kunststoffbeschichtet, mit 3 rutschfesten Gummifüßen
- nur im großen Beutel autoklavieren



B x H mm	Volumen ca. l	Folienstärke	Packungsform	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
210 x 290	1,5	20 µm	Karton 10 x 100	1.000	70 02 110
Set bestehend aus 1 Tischständer und 100 rote Autoklavierbeutel 210 x 290 mm				1	70 01 410

# Autoklavierbeutel BIOHAZARD



## Autoklavierbeutel, BIOHAZARD – Warnhinweis mit Indikationsfeld

Aus Polypropylen (PP).

Autoklavierbarer Einmal-Abfallbeutel aus besonders starker Polypropylen-Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung von kontaminiertem Material.

- das weiße Indikationsfeld verfärbt sich durch den abgeschlossenen Autoklavierprozess dunkel
- mit BIOHAZARD-Symbol und Sicherheitsaufdruck in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- autoklavierbar bis 134 °C, 20 min, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden

B x H mm	Volumen ca. l	Folienstärke	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
300 x 500	6	50 µm	Karton 1 x 100	100	70 02 105
300 x 500	6	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 02 100
400 x 780	22	50 µm	Karton 1 x 100	100	70 02 155
400 x 780	22	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 02 150
600 x 800	32	50 µm	Karton 1 x 100	100	70 02 205
600 x 800	32	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 02 200
700 x 1.100	72	50 µm	Karton 1 x 75	75	70 02 305
700 x 1.100	72	50 µm	Karton 1 x 350	350	70 02 300



## Autoklavierbeutel, BIOHAZARD rot – Warnhinweis mit Indikationsfeld

Aus Polypropylen (PP).

Markante rote Beutel zur leichten Identifizierung und zur Entsorgung von kontaminiertem Material.

- das weiße Indikationsfeld verfärbt sich durch den abgeschlossenen Autoklavierprozess dunkel
- mit BIOHAZARD-Symbol und Sicherheitsaufdruck in Deutsch, Englisch und Französisch
- autoklavierbar bei 134°C, 20 min, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden
- Markierung maximale Befüllung

B x H mm	Volumen ca. l	Folienstärke	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
300 x 500	6	50 µm	Karton 1 x 500	500	<b>Neu</b> 70 03 200
400 x 780	22	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 03 210
600 x 800	32	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 03 220
700 x 1.100	72	50 µm	Karton 1 x 350	350	<b>Neu</b> 70 03 230



## Autoklavierbeutel, BIOHAZARD gelb - Warnhinweis mit Indikationsfeld

Aus Polyethylen (HD-PE).

Autoklavierbarer Einmal-Abfallbeutel aus besonders starker Polyethylen-Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung von kontaminiertem Material.

- das weiße Indikationsfeld verfärbt sich durch den abgeschlossenen Autoklavierprozess dunkel
- mit BIOHAZARD-Symbol und Sicherheitsaufdruck in Deutsch, Englisch und Französisch
- autoklavierbar bis 121 °C, 20 min, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden
- Markierung maximale Befüllung

B x H mm	Volumen ca. l	Folienstärke	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
300 x 500	6	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 03 100
400 x 780	22	50 µm	Karton 1 x 500	500	<b>Neu</b> 70 03 110
600 x 800	32	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 03 120
700 x 1.100	72	50 µm	Karton 1 x 350	350	<b>Neu</b> 70 03 130

# Tischständer und Cleanibag-System



## Tischständer für Vernichtungsbeutel

Praktischer Tischständer, kunststoffbeschichtet, mit 3 rutschfesten Gummifüßen

- für Beutelgröße 200 x 300 mm und 300 x 500 mm

Artikel	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Tischständer für Vernichtungsbeutel 200 x 300 mm, Höhe 25 cm	1	70 01 400
Set bestehend aus 1 Tischständer und 100 Vernichtungsbeuteln (standard) 200 x 300 mm	1	70 01 401
Set bestehend aus 1 Tischständer und 100 Vernichtungsbeuteln (hochtransparent) 200 x 300 mm	1	70 01 405
Tischständer für Vernichtungsbeutel 300 x 500 mm, Höhe 35 cm	1	70 01 430
Set bestehend aus 1 Tischständer und 100 Vernichtungsbeuteln (standard) 300 x 500 mm	1	70 01 415
Set bestehend aus 1 Tischständer und 100 Vernichtungsbeuteln (hochtransparent) 300 x 500 mm	1	70 01 420
Set bestehend aus 1 Tischständer und 100 rote Autoklavierbeutel 210 x 290 mm	1	70 01 410



## Cleanibag-System

Verschließbare PE-Allzweck-Beutel mit Klebeleisten für Klinik und Labor.

- selbstklebend an allen glatten, sauberen Flächen
- Klebestreifen rückstandsfrei abziehbar

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

**Selbstklebend**

B x H mm	Volumen ca. l	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
200 x 300	1,5	Karton 1 x 1.000	1.000	70 00 250
300 x 300	6,5	Karton 1 x 1.000	1.000	70 00 260
300 x 450	8	Karton 1 x 1.000	1.000	70 00 270