









	Volumen Einstellungen				
	1	2	3	4	5
 1	1	2	3	4	5µl
 2	10	20	30	40	50µl
 3	25	50	75	100	125µl
 4	50	100	150	200	250µl
 5	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25ml
 6	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5ml
 7	1	2	3	4	5ml
 8					

Dispenser-Tips

CE IVD

Für Serienpipettierungen

Passend für ratiolab® dispetta, Eppendorf Multipette® 4780, Ritter Dispenser, Gilson Distriman und Brand HandyStep S. Nicht autoklavierbar.

8 Adapter für 25 ml und 50 ml Dispenser-Tips bitte separat bestellen.

Volumen ml	Bild-Nr.	Ausführung	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
0,5	1	unsteril	100	29 00 101
1,25	2	unsteril	100	29 00 102
2,5	3	unsteril	100	29 00 103
5,0	4	unsteril	100	29 00 104
12,5	5	unsteril	100	29 00 105
25	6	unsteril	50	29 00 109
50	7	unsteril	25	29 00 106
Adapter	8	unsteril	10	29 00 107
0,5	1	steril, einzeln verpackt	100	29 10 101
1,25	2	steril, einzeln verpackt	100	29 10 102
2,5	3	steril, einzeln verpackt	100	29 10 103
5,0	4	steril, einzeln verpackt	100	29 10 104
12,5	5	steril, einzeln verpackt	100	29 10 105
25	6	steril, einzeln verpackt	25	29 10 109
50	7	steril, einzeln verpackt	25	29 10 106
Adapter	8	steril, einzeln verpackt	5	29 10 107