


# Gestelle für Tiefkühltruhen



## Truhengestelle aus Edelstahl

Für die Lagerung von Kryo-Boxen in Tiefkühltruhen.  
Aus rostfreiem Edelstahl.


- passend für alle Kryoboxen 130 x 130; 133 x 133 und 136 x 136 mm
- Oberflächen leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion
- mit praktischen Tragegriffen
- Gestellmaße beinhalten den Tragegriff
- Fachabmessungen für alle Standard-Kryo-Boxen lieferbar

Die Standardgrößen finden Sie in der folgenden Tabelle:

**Sondergrößen auf  
Anfrage lieferbar**

Fachanzahl horizontal x vertikal	Gestellmaße T x B x H mm	für Kryo-Boxen Höhe			Verpackungs- Einheit	Bestell- Nr.
		32 mm	50 mm	75 mm		
1 x 4	140 x 140 x 222	–	■	–	1	54 00 041
1 x 5	140 x 140 x 277	–	■	–	1	54 00 021
1 x 6	140 x 140 x 482	–	–	■	1	54 00 028
1 x 7	140 x 140 x 385	–	■	–	1	54 00 042
1 x 7	140 x 140 x 561	–	–	■	1	54 00 029
1 x 8	140 x 140 x 441	–	■	–	1	54 00 027
1 x 8	140 x 140 x 641	–	–	■	1	54 00 030
1 x 9	140 x 140 x 495	–	■	–	1	54 00 026
1 x 9	140 x 140 x 720	–	–	■	1	54 00 031
1 x 10	140 x 140 x 550	–	■	–	1	54 00 000
1 x 11	140 x 140 x 406	■	–	–	1	54 00 032
1 x 11	140 x 140 x 604	–	■	–	1	54 00 023
1 x 12	140 x 140 x 443	■	–	–	1	54 00 033
1 x 12	140 x 140 x 659	–	■	–	1	54 00 025
1 x 13	140 x 140 x 479	■	–	–	1	54 00 034
1 x 13	140 x 140 x 713	–	■	–	1	54 00 001
1 x 14	140 x 140 x 516	■	–	–	1	54 00 035
1 x 15	140 x 140 x 552	■	–	–	1	54 00 036
1 x 16	140 x 140 x 589	■	–	–	1	54 00 037
1 x 17	140 x 140 x 625	■	–	–	1	54 00 038
1 x 18	140 x 140 x 662	■	–	–	1	54 00 024

# Gestelle für Tiefkühlschränke



## Schrankgestelle aus Edelstahl

Für die Lagerung von Kryo-Boxen in Tiefkühlschränken.  
Aus rostfreiem Edelstahl.

- passend für alle Kryoboxen 130 x 130; 133 x 133 und 136 x 136 mm
- Oberflächen leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion
- mit praktischen Tragegriffen
- Fachabmessungen für alle Standard-Kryo-Boxen lieferbar

Die Standardgrößen finden Sie in der folgenden Tabelle:

**Sondergrößen auf  
Anfrage lieferbar**

Fachanzahl horizontal x vertikal	Gestellmaße T x B x H mm	für Kryo-Boxen Höhe				Verpackungs- Einheit	Bestell- Nr.
		50 mm	75 mm	100 mm	130 mm		
<b>3 Fächer</b>							
3 x 3	424 x 140 x 165	■	–	–	–	1	54 00 007
3 x 4	424 x 140 x 219	■	–	–	–	1	54 00 009
3 x 5	424 x 140 x 274	■	–	–	–	1	54 00 022
<b>4 Fächer</b>							
4 x 2	566 x 140 x 164	–	■	–	–	1	54 00 011
4 x 2	566 x 140 x 219	–	–	■	–	1	<b>Neu</b> 54 00 010
4 x 2	566 x 140 x 275	–	–	–	■	1	<b>Neu</b> 54 00 012
4 x 3	566 x 140 x 240	–	■	–	–	1	54 00 006
4 x 3	566 x 140 x 314	–	–	■	–	1	54 00 040
4 x 4	566 x 140 x 219	■	–	–	–	1	54 00 004
4 x 4	566 x 140 x 319	–	■	–	–	1	54 00 005
4 x 5	566 x 140 x 274	■	–	–	–	1	54 00 003
4 x 6	566 x 140 x 328	■	–	–	–	1	54 00 002
4 x 7	566 x 140 x 391	■	–	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 008
<b>5 Fächer</b>							
5 x 2	705 x 140 x 161	–	■	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 016
5 x 2	705 x 140 x 212	–	–	■	–	1	<b>Neu</b> 54 00 020
5 x 3	705 x 140 x 240	–	■	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 017
5 x 4	705 x 140 x 219	■	–	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 013
5 x 4	705 x 140 x 319	–	■	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 018
5 x 5	705 x 140 x 274	■	–	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 014
5 x 6	705 x 140 x 328	■	–	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 015

# Gestelle für Tiefkühlschränke



## Schubladengestelle aus Edelstahl

Für die Lagerung von Kryo-Boxen in Tiefkühlschränken.  
Aus rostfreiem Edelstahl.

- passend für alle Kryoboxen 130 x 130; 133 x 133 und 136 x 136 mm
- Schubladengestelle ohne Auszugsstopp
- polierte Oberfläche, leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion

Die Standardgrößen der ratiolab® Schubladengestelle finden Sie in der folgenden Tabelle:

**Sondergrößen auf Anfrage lieferbar**

Fachanzahl horizontal x vertikal	Gestellmaße T x B x H mm	für Kryo-Boxen Höhe			Verpackungs- Einheit	Bestell- Nr.
		50 mm	75 mm	100 mm		
<b>4 Fächer</b>						
4 x 2	570 x 144 x 112	■	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 043
4 x 3	570 x 144 x 168	■	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 044
4 x 3	570 x 144 x 250	–	■	–	1	54 00 019
4 x 4	570 x 144 x 224	■	–	–	1	54 00 046
4 x 4	570 x 144 x 335	–	■	–	1	54 00 066
4 x 5	570 x 144 x 280	■	–	–	1	54 00 045
4 x 6	570 x 144 x 336	■	–	–	1	54 00 047
4 x 7	570 x 144 x 392	■	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 049
<b>5 Fächer</b>						
5 x 3	709 x 144 x 241	–	■	–	1	<b>Neu</b> 54 00 052
5 x 4	709 x 144 x 224	■	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 050
5 x 4	709 x 144 x 321	–	■	–	1	<b>Neu</b> 54 00 053
5 x 5	709 x 144 x 280	■	–	–	1	54 00 048
5 x 6	709 x 144 x 336	■	–	–	1	<b>Neu</b> 54 00 051