

Mikrotestplatten

96-Well Mikrotestplatten, Volumen ca. 300 µl

Aus hochtransparentem Polystyrol (PS) oder durchscheinendem Polypropylen (PP).

- mit U-, F-, oder V-Boden
- SBS-Standard Mikrotestplattenformat
- 8 x 12 Wells mit alphanummerischem Code
- Wells mit erhöhtem Rand zur Minimierung von Cross-Kontaminationen und für die optimale Versiegelung mit Ratiolab Abdeckfolien (siehe Seite 73)

- hochpräzise Form, dadurch auch ideal für den Einsatz im Automaten
- Seitenflächen für die Beschriftung mit Barcode-Etiketten geeignet
- platzsparend stapelbar
- Mikrotestplatten aus Polypropylen auch bei Hitzeversiegelung formstabil



Boden	Material	sterilisiert	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
U	PS	–	Beutel 10 x 10	100	60 18 111
U	PS	■	einzel im Beutel 100 x 1	100	60 18 113
U	PP	–	Beutel 10 x 10	100	60 18 121
U	PP	■	einzel im Beutel 100 x 1	100	60 18 123
F	PS	–	Beutel 10 x 10	100	60 18 211
F	PS	■	einzel im Beutel 100 x 1	100	60 18 213
F	PP	–	Beutel 10 x 10	100	60 18 221
F	PP	■	einzel im Beutel 100 x 1	100	60 18 223
V	PS	–	Beutel 10 x 10	100	60 18 311
V	PS	■	einzel im Beutel 100 x 1	100	60 18 313
V	PP	–	Beutel 10 x 10	100	60 18 321
V	PP	■	einzel im Beutel 100 x 1	100	60 18 323

Mikrotestplatten, Tüpfelplatte



96-Well Mikrotestplatten, Volumen ca. 300 µl

Aus Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS).

- mit U-Boden oder F-Boden
- SBS-Standard Mikrotestplattenformat
- 8 x 12 Wells mit alphanummerischem Code
- Wells mit erhöhtem Rand zur Minimierung von Cross-Kontaminationen und für die optimale Versiegelung mit Ratiolab Abdeckfolien (siehe Seite 73)
- hochpräzise Form, dadurch ideal für die Verarbeitung mit Automaten
- Seitenflächen für die Beschriftung mit Barcode-Etiketten geeignet
- platzsparend stapelbar
- Oberfläche unbehandelt

Boden	Material	Farbe	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
U	PP	schwarz	Beutel 10 x 10	100	60 18 710
U	PS	schwarz	Beutel 10 x 10	100	60 18 711
F	PP	schwarz	Beutel 10 x 10	100	60 18 717
F	PS	schwarz	Beutel 10 x 10	100	60 18 718



Deckel für Mikrotestplatten

Wahlweise aus hochtransparentem Polystyrol (PS) oder Polypropylen (PP).

Material	sterilisiert	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
PS	–	Beutel 10 x 10	100	60 18 402
PS	■	einzel im Beutel 100 x 1	100	60 18 401
PP	–	Beutel 10 x 10	100	60 18 422
PP	■	einzel im Beutel 100 x 1	100	60 18 421



Tüpfelplatte

Aus Polystyrol (PS), weiß.

- 3 x 4 Wells
- L x B x H: 135 x 109 x 10 mm

Ø Mulde mm	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
20	Beutel 1 x 100	100	60 18 060