

Mehrzweckdosen

Auf Anfrage auch sterilisiert lieferbar



Mehrzweckdose

Aus Polypropylen (PP).

Die ideale runde Dose zur Probenahme oder Lagerung von pastösen oder pulverigen Medien.

- weiße Dose zur deutlichen Erkennung und zur möglichen Beschriftung mit Markierstiften
- zur Lagerung im Kühlschrank geeignet
- offen autoklavierbar bei 121 °C
- Lieferung: Dose mit separatem Deckel, unsteril
- geeignet für Lebensmitteluntersuchungen

Volumen ml	Öffnung Ø mm	Höhe mm	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
35	38	48	Karton 1 x 350	350	59 26 035
60	45	57	Karton 1 x 350	350	59 26 060
125	57	68	Karton 1 x 350	350	59 26 125
375	81	99	Karton 1 x 120	120	59 26 375
500	97	92	Karton 1 x 160	160	59 26 500
1.000	113	129	Karton 1 x 80	80	59 26 998
1.250	113	161	Karton 1 x 70	70	59 26 999

Auf Anfrage auch sterilisiert lieferbar



1

2

3

Mehrzweckdose

Aus Polypropylen (PP).

Die ideale runde Dose zur Probenahme oder Lagerung von pastösen oder pulverigen Medien.

- weiße Dose zur deutlichen Erkennung und zur möglichen Beschriftung mit Markierstiften
- zur Lagerung im Kühlschrank geeignet
- offen autoklavierbar bei 121 °C
- Lieferung: Dose mit separatem Deckel, unsteril

Volumen ml	Bild-Nr.	Öffnung Ø mm	Höhe mm	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
50	1	35	74	Karton 1 x 200	200	59 23 050
250	2	65	90	Karton 1 x 100	100	59 23 250
500	3	90	86	Karton 1 x 72	72	59 23 500

Mehrzweckdosen und Weithals-Vierkantflaschen



Mehrzweckdose

Aus Polypropylen (PP).
Schraubdeckel aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE).

Die ideale runde Dose zur Probenahme oder Lagerung von pastösen oder pulvrigen Medien.

- weiße Dose zur deutlichen Erkennung und zur möglichen Beschriftung mit Markierstiften
- zur Lagerung im Kühlschrank geeignet
- mit Originalitätsverschlussring an der Kappe
- Lieferung: Dose mit separatem Deckel, unsteril
- geeignet für Lebensmitteluntersuchungen

Volumen ml	Öffnung Ø mm	Höhe mm	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
100	62	53	Karton 1 x 150	150	59 27 100
250	77	74	Karton 1 x 120	120	59 27 250
500	100	92	Karton 1 x 70	70	59 27 500
1.000	116	130	Karton 1 x 30	30	59 27 999



Weithals-Vierkantflasche

Aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE).

- Farbe: natur, transluzent
- zur deutlichen Erkennung ist der Verschuß aus blauem Polypropylen
- mit Originalitätsverschlussring an der Kappe
- 250 ml und 500 ml Flasche mit UN-Gefahrgut-zulassung 3H1/X0.8/S
- Lieferung: Flasche und separatem Deckel, unsteril

Volumen ml	Bild-Nr.	Öffnung Ø mm	Höhe mm	B x T mm	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
50	1	28	88	36 x 36	Karton 1 x 100	100	59 24 050
250	2	45	129	59 x 59	Karton 1 x 100	100	59 24 250
500	3	54	162	75 x 75	Karton 1 x 50	50	59 24 500