

ratiolab® aeroject® Premium Tips mit Filter

RNase-, DNase-, Endotoxin, Pyrogen-, Human DNA-, Schwermetall- und PCR Inhibitoren frei



ratiolab® aeroject® Premium Tips mit Filter






CE IVD

Die Premium Line Filterspitzen sind mit besonders kleinporigen Filtern ideal für hochsensible Anwendungen wie PCR, Arbeiten mit infektiösen und radioaktiven Materialien geeignet.

Der spezielle Filter hält eine Probe, die versehentlich zu weit aufgenommen wurde, absolut sicher zurück.

Die Filterspitzen sind frei von chemischen Zusätzen. Der hochwertige Filter aus Polyethylen verhindert zuverlässig die Aerosol-Kontaminationen.

- geringer Probenverlust durch speziell behandelte Oberfläche
- sterilisiert
- zertifiziert RNase-, DNase-, Endotoxin-, Pyrogen-, Human DNA-, Schwermetall und PCR Inhibitoren-frei
- verpackt im Design-Kunststoffrack mit Scharnierdeckel
- einfache Unterscheidung der Volumen durch farbige Lochplatten
- Etikett mit allen wichtigen Spezifikationen und leicht ablesbaren Volumenangaben

Typ	Volumen-Bereich µl	Länge mm	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
ratiolab® aeroject® premium tips xl, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	0,1-10	45,75	Racks 10 x 96	960	Neu 17 80 010
					
ratiolab® aeroject® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	1-20	53,40	Racks 10 x 96	960	Neu 17 80 020
					
ratiolab® aeroject® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	1-100	53,40	Racks 10 x 96	960	Neu 17 80 100
					
ratiolab® aeroject® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	1-200	53,40	Racks 10 x 96	960	Neu 17 80 200
					
ratiolab® aeroject® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	100-1.000	83,50	Racks 6 x 96	576	Neu 17 81 000
					
ratiolab® aeroject® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	100-1.250	98,20	Racks 6 x 96	576	Neu 17 81 250
