

ratiolab® Premium Tips

RNase-, DNase-, Endotoxin, Pyrogen-,
Human DNA-, Schwermetall- und
PCR Inhibitoren frei







ratiolab® Premium Tips

Die Premium Line Spitzen bestehen aus Polypropylen. Diese hochwertigen Pipettenspitzen können verwendet werden, wenn die Arbeit höhere Standards erfordert.

Die Spitzen passen perfekt für die Verwendung mit handelsüblichen Pipetten.

- aus hochwertigem Polypropylen
- dichter Sitz durch passgenauen Konus
- optimales Handling durch stabile Form
- autoklavierbar
- geringer Probenverlust durch speziell behandelte Oberfläche
- sterilisiert und unsteril
- zertifiziert RNase-, DNase-, Endotoxin-, Pyrogen-, Human DNA-, Schwermetall und PCR Inhibitoren-frei
- verpackt im Design-Kunststoffrack mit Scharnierdeckel
- einfache Unterscheidung der Volumen durch farbige Lochplatten
- Etikett mit allen wichtigen Spezifikationen und leicht ablesbaren Volumenangaben

Typ	Volumen Bereich µl	Länge mm	Packungsform	Verpackungs-Einheit		Bestell-Nr.
ratiolab® premium tips xl, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta® 	0,1-10	45,75	Beutel 1 x 1.000	1.000	Neu	17 80 013
			Racks 10 x 96	960	Neu	17 80 012
			Racks, sterilisiert 10 x 96	960	Neu	17 80 011
ratiolab® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta® 	1-200	53,40	Beutel 1 x 1.000	1.000	Neu	17 80 203
			Racks 10 x 96	960	Neu	17 80 202
			Racks, sterilisiert 10 x 96	960	Neu	17 80 201
ratiolab® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta® 	100-1.000	83,50	Beutel 1 x 1.000	1.000	Neu	17 81 003
			Racks 6 x 96	576	Neu	17 81 002
			Racks, sterilisiert 6 x 96	576	Neu	17 81 001
ratiolab® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta® 	100-1.250	98,20	Beutel 1 x 500	500	Neu	17 81 253
			Racks 6 x 96	576	Neu	17 81 252
			Racks, sterilisiert 6 x 96	576	Neu	17 81 251