

aeroject® ultra Pipettenspitzen mit Filter

DNA-, DNase-,
Pyrogen- und ATP-frei



aeroject® ultra filter tips– Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere

CE IVD

Die Pipettenspitze mit Spezialfilter, der gegen Kontaminationen des Pipettenschafes mit Aerosolen schützt und das Eindringen von Flüssigkeit in die Pipette wirksam verhindert.

- sterilisiert
- zertifiziert RNase-, DNase-, Pyrogen und ATP-frei
- frei von human DNA und PCR Inhibitoren
- Pipettenspitze und Aerosolfilter aus ultra-hydrophobem HD-PE
- minimale Restbenetzung durch speziell behandelte Oberflächen
- perfekter, dichter Sitz auf allen gängigen Markenpipetten
- aeroject® ultra 17 70 010 und 17 71 000xl mit extra-langem Design für enge Gefäße und reduziertem Risiko von Cross-Kontaminationen
- verpackt im Kunststoffrock mit Scharnierdeckel

Typ	Volumen-Bereich µl	Länge mm	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Pipettenspitze aeroject® ultra tips xl, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	0,1-10	45,20	Racks 10 x 96	960	17 70 010
					
Pipettenspitze aeroject® ultra tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	1-20	50,80	Racks 10 x 96	960	17 70 020
					
Pipettenspitze aeroject® ultra tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	1-100	50,80	Racks 10 x 96	960	17 70 100
					
Pipettenspitze aeroject® ultra tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	1-200	50,80	Racks 10 x 96	960	17 70 200
					
Pipettenspitze aeroject® ultra tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	100-1.000	70,10	Racks 10 x 60	600	17 71 000
					
Pipettenspitze aeroject® ultra tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	100-1.000	86,00	Racks 10 x 96	960	17 71 000xl
					