

RNase-, DNase-, Endotoxin, Pyrogen-,
Human DNA-, Schwermetall und
PCR Inhibitoren-frei

ratiolab[®]
disposables for sciences

Produkt Informationen
mit Lotnummer und Haltbarkeitsdatum

Praktischer Klappmechanismus
öffnet sich bis zu 180°



Einfache Unterscheidung
der Volumen durch farbige Lochplatten

Zuverlässiger Click-Verschluss
zum Schutz der Spitzen vor Staub

Platzsparend stapelbar

Liquid-Handling

Produkte für
den Umgang mit
flüssigen Medien



THINK! Entwicklung und Fertigung
individueller Produkte



Liquid-Handling Produkte für
den Umgang mit flüssigen Medien



Lab-Ware Produkte für
allgemeine Laboranwendungen



Life-Science Produkte für
Mikrobiologie und Biotechnologie



Kryo Produkte für
Tiefkälte-Anwendungen



Slamed Pipetten und
Analysegeräte

Premium Line Filterspitzen Low Retention

Minimale Restbenetzung = Maximale Genauigkeit

RNase-, DNase-, Endotoxin, Pyrogen-, Human DNA-,
Schwermetall und PCR Inhibitoren-frei

Die Premium Line Filterspitzen sind mit besonders kleinporigen
Filtern ideal für hochsensible Anwendungen wie PCR, Arbeiten
mit infektiösen und radioaktiven Materialien geeignet.

Der spezielle Filter hält eine Probe, die versehentlich zu weit
aufgenommen wurde, absolut sicher zurück.

Passend für alle gängigen Pipetten.

Premium Line - Filterspitzen Low Retention

ratiolab® aeroject® Premium Tips







CE IVD



Die Filterspitzen sind frei von chemischen Zusätzen. Der hochwertige Filter aus Polyethylen verhindert zuverlässig die Aerosol-Kontaminationen.

- Geringer Probenverlust durch speziell behandelte Oberfläche
- Sterilisiert
- Zertifiziert RNase-, DNase-, Endotoxin-, Pyrogen-, Human DNA-, Schwermetall und PCR Inhibitoren-frei
- Verpackt im Design-Kunststoffrack mit Scharnierdeckel
- Einfache Unterscheidung der Volumenumfänge durch farbige Lochplatten
- Etikett mit allen wichtigen Spezifikationen und leicht ablesbaren Volumenangaben

**RNase-, DNase-, Endotoxin, Pyrogen-,
Human DNA-, Schwermetall und
PCR Inhibitoren-frei**

| Typ Abbildung in Originalgröße | Volumen- Bereich µl | Länge mm | Packungsform | Verpackungs- Einheit | Bestell- Nr. |
|---|------------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| ratiolab® aeroject® premium tips xl, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta® | 0,1-10 | 45,75 | Racks 10 x 96 | 960 | Neu 17 80 010 |
|  | | | | | |
| ratiolab® aeroject® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta® | 1-20 | 53,40 | Racks 10 x 96 | 960 | Neu 17 80 020 |
|  | | | | | |
| ratiolab® aeroject® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta® | 1-100 | 53,40 | Racks 10 x 96 | 960 | Neu 17 80 100 |
|  | | | | | |
| ratiolab® aeroject® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta® | 1-200 | 53,40 | Racks 10 x 96 | 960 | Neu 17 80 200 |
|  | | | | | |
| ratiolab® aeroject® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta® | 100-1.000 | 83,50 | Racks 6 x 96 | 576 | Neu 17 81 000 |
|  | | | | | |
| ratiolab® aeroject® premium tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta® | 100-1.250 | 98,20 | Racks 6 x 96 | 576 | Neu 17 81 250 |
|  | | | | | |

Haben Sie Fragen zu den ratiolab® aeroject® Premium Tips?
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.



Ratiolab GmbH • Am Siebenstein 12
63303 Dreieich, Germany • Tel. +49 (0) 6103 30025-0
Fax +49 (0) 6103 30025-55 • info@ratiolab.com

www.ratiolab.com