



### ratiopetta®

Pipettieren gehört zu einem der häufigsten Tätigkeiten im Labor. Dabei kommt es neben Präzision und Verlässlichkeit für die Anwender auf Handhabungseigenschaften wie Ergonomie, Leichtigkeit und Komfort an. Die neue ratiopetta® von ratiolab® wird diesen Ansprüchen in einem besonders ansprechenden Preis-Leistungsverhältnis gerecht.

#### Produkteigenschaften

- erhältlich in Volumina von 0,1 µl – 5.000 µl
- vollautoklavierbar, 20 min, 121°C
- Universalkonus für handelsübliche Pipettenspitzen
- einfache Volumeneinstellung am leichtgängigen Pipettierknopf
- ermüdungsfreies Arbeiten auch bei langen Serien
- gut spürbare Druckpunkte für Pipettier- und Ausblasfunktion
- moderne innovative Materialien
- Einzelprüfung nach ISO8655/DIN12650
- Lieferung inkl. Messzertifikat
- individuelle Seriennummer
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- einfach zu kalibrieren
- korrosionsresistenter Kolben und Spitzenabwurf
- 2 Jahre Garantie

#### Lieferumfang

- Pipette
- Kalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung
- Tischhalterung
- Kalibrierschlüssel
- Pipettenfett

Passende Ratiolab Pipettenspitzen finden Sie auf den Katalogseiten 20-25.





Einkanal-Präzisionspipette ratiopetta®

CE IVD

Volumen-Bereich µl	Genauigkeit* < ± %	Präzision* < %	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
0,1 – 2,5	3,00	3,00	1	47 80 025
0,5 – 10	1,50	1,50	1	47 80 010
2,0 – 20	1,20	1,00	1	47 80 020
10 – 100	1,00	0,40	1	47 80 100
20 – 200	0,80	0,40	1	47 80 200
100 – 1.000	0,70	0,25	1	47 81 000
1.000 – 5000	0,60	0,30	1	47 85 000

8-Kanal-Präzisionspipette ratiopetta®

CE IVD

Volumen-Bereich µl	Genauigkeit* < ± %	Präzision* < %	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
0,5 – 10	2,50	2,50	1	47 80 018
5,0 – 50	1,50	1,00	1	47 80 058
50 – 300	1,00	0,50	1	47 80 308

12-Kanal-Präzisionspipette ratiopetta®

CE IVD

Volumen-Bereich µl	Genauigkeit* < ± %	Präzision* < %	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
0,5 – 10	2,50	2,50	1	47 80 012
5,0 – 50	1,50	1,00	1	47 90 052
50 – 300	1,00	0,50	1	47 90 302

Passende Ratiolab Pipettenspitzen finden Sie auf den Katalogseiten 20-25.

Pipettenständer ratiopetta®

- zur besonders übersichtlichen Aufbewahrung von bis zu 5 Pipetten verschiedener Fabrikate mit Fingerbügel
- auch für Mehrkanalpipetten mit Fingerbügel geeignet

Artikel	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Pipettenständer für ratiopetta®	1	94 20 024

\* Für alle Pipetten werden drei Messungen vorgenommen: Minimal- und Maximalvolumen, sowie das mittlere Volumina. Die aufgeführten Werte beziehen sich auf das mittlere Messvolumen. Auf Anfrage stellen wir Ihnen alle Messwerte Ihrer Pipette zur Verfügung. Bitte nennen Sie uns die Artikelnummer und die Seriennummer Ihrer Ratiopetta.