

# Petrischalen, Impfschlingen, Brutschrank



## Petrischalen

CE IVD

Aus hochtransparentem Polystyrol (PS).  
Unbeschichtet, mit Nocken. Sterilisiert oder produktionsrein.

Ø x H mm	Ausführung	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
60 x 14	mit Nocken	50 x 10	500	90 50 006
60 x 14	sterilisiert, mit Nocken	50 x 10	500	90 50 106
90 x 15	mit Nocken	25 x 20	500	90 50 000
90 x 15	sterilisiert, mit Nocken	25 x 20	500	90 50 100
147 x 18	mit Nocken	11 x 20	220	90 50 004
147 x 18	sterilisiert, mit Nocken	11 x 20	220	90 50 104
65 x 14	mit Nocken mit Zählfeldern	25 x 20	500	90 50 005
65 x 14	sterilisiert, mit Nocken mit Zählfeldern	25 x 20	500	90 50 105




## Impfschlingen

CE IVD

Aus Polystyrol (PS).

- sechskantiger Griff für sicheres Arbeiten
- beta-sterilisiert
- steril verpackt in leicht zu öffnenden Peel-packs

Artikel	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
1 µl Impfschlingen	100 Peel-packs à 20	2.000	70 20 100
10 µl Impfschlingen	100 Peel-packs à 20	2.000	70 20 200



## Thermocult Brutschrank

CE

Kompakter Brutschrank für die Bakteriologie mit fest eingestellter Temperatur 35 ±2 °C, justierbar bis auf 42°C, fest eingebautes, von außen gut ablesbares Kontrollthermometer. Glasklare Kunststofftür für visuelle Kontrolle. Auf Tischen aufstellbar oder an Wänden aufhängbar.

- Nutzraum (B x T x H): 210 x 145 x 110 mm, für bis zu 20 Objektkulturen oder 8 Petrischalen
- Maße außen (B x T x H): 300 x 170 x 150 mm
- Gewicht: ca. 1,3 kg, Netzanschluss: 230 V, 30 W
- ohne Einlegeboden
- 2 Jahre Garantie

Artikel	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Thermocult Brutschrank	1	90 22 000
Einlegeboden	1	90 22 001