

RNase-, DNase-, DNA-, ATP-,
Pyrogen, und PCR Inhibitoren-frei,
Low Retention

ratiolab[®]
disposables for sciences

Produkt Informationen
mit Lotnummer und Haltbarkeitsdatum

Praktischer Klappmechanismus
öffnet sich bis zu 180°

Pipettenspitze und Aerosolfilter
aus ultra-hydrophobem HD-PE

Zuverlässiger Click-Verschluss
zum Schutz der Spitzen vor Staub

Platzsparend stapelbar



Liquid-Handling

Produkte für
den Umgang mit
flüssigen Medien



THINK! Entwicklung und Fertigung
individueller Produkte



Liquid-Handling Produkte für
den Umgang mit flüssigen Medien



Lab-Ware Produkte für
allgemeine Laboranwendungen



Life-Science Produkte für
Mikrobiologie und Biotechnologie



Kryo Produkte für
Tiefkälte-Anwendungen



Slamed Pipetten und
Analysegeräte

aeroject[®] ultra filter tips– Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere

ratiolab[®] Pipettenspitzen sind die ideale Ergänzung zu allen handelsüblichen Pipettiergeräten.

Durch ihre gleichbleibend hohe Qualität und Präzision bringen sie die heute mögliche Genauigkeit von Pipettiergeräten voll zur Wirkung.

aeroject[®] tips mit Spezialfilter aus hydrophobem HD-PE als Aerosolbarriere und für sicheren Kontaminationsschutz.

Ideale Passform für manuelle oder elektronische Ein- und Mehrkanalpipetten.

Passend für alle gängigen Pipetten.





aeroject® ultra filter tips– Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere



Die Pipettenspitze mit Spezialfilter, der gegen Kontaminationen des Pipettenschafes mit Aerosolen schützt und das Eindringen von Flüssigkeit in die Pipette wirksam verhindert.

- sterilisiert
- zertifiziert RNase-, DNase-, Pyrogen und ATP-frei
- frei von Human DNA und PCR Inhibitoren
- Pipettenspitze und Aerosolfilter aus ultra-hydrophobem HD-PE
- minimale Restbenetzung durch speziell behandelte Oberflächen
- perfekter, dichter Sitz auf allen gängigen Markenpipetten
- aeroject® ultra 17 70 010 und 17 71 000xl mit extra-langem Design für enge Gefäße und reduziertem Risiko von Kreuzkontaminationen
- verpackt im Kunststoffrack mit Scharnierdeckel

**RNase-, DNase-, DNA-, ATP-,
Pyrogen, und PCR Inhibitoren-frei,
Low Retention**

Typ	Volumen-Bereich µl	Länge mm	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Pipettenspitze aeroject® ultra tips xl, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	0,1-10	45,60	Racks 10 x 96	960	17 70 010
					
Pipettenspitze aeroject® ultra tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	1-20	50,80	Racks 10 x 96	960	17 70 020
					
Pipettenspitze aeroject® ultra tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	1-100	50,80	Racks 10 x 96	960	17 70 100
					
Pipettenspitze aeroject® ultra tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	1-200	50,80	Racks 10 x 96	960	17 70 200
					
Pipettenspitze aeroject® ultra tips, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®	100-1.000	86,00	Racks 10 x 96	960	17 71 000xl
