









	Volumen Einstellungen				
	1	2	3	4	5
 1	1	2	3	4	5µl
 2	10	20	30	40	50µl
 3	25	50	75	100	125µl
 4	50	100	150	200	250µl
 5	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25ml
 6	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5ml
 7	1	2	3	4	5ml
 8					

## Dispenser-Tips

### Für Serienpipettierungen

Das Dispenser-Tip-Volumen wird automatisch vom Dosiergerät (nur bei HandyStep® electronic) eingelesen. Passend für ratiolab® dispetta, Brand HandyStep®, HandyStep® S und Eppendorf Multipipette® 4780. Nicht autoklavierbar.

8] Adapter für 25 ml und 50 ml Dispenser-Tips separat erhältlich.

Volumen ml	Bild-Nr.	Ausführung	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
0,5	1	unsteril	100	29 00 401
1,25	2	unsteril	100	29 00 402
2,5	3	unsteril	100	29 00 403
5,0	4	unsteril	100	29 00 404
12,5	5	unsteril	100	29 00 405
25	6	unsteril	50	29 00 109
50	7	unsteril	25	29 00 106
Adapter	8	unsteril	10	29 00 107
0,5	1	steril, einzeln verpackt	100	29 10 101
1,25	2	steril, einzeln verpackt	100	29 10 102
2,5	3	steril, einzeln verpackt	100	29 10 103
5,0	4	steril, einzeln verpackt	100	29 10 104
12,5	5	steril, einzeln verpackt	100	29 10 105
25	6	steril, einzeln verpackt	25	29 10 109
50	7	steril, einzeln verpackt	25	29 10 106
Adapter	8	steril, einzeln verpackt	5	29 10 107