

Slamed Flaschenaufsatzdispenser



Slamed Flaschenaufsatzdispenser

Flaschendispenser zum präzisen und schnellen Dosieren von Flüssigkeiten direkt aus der Reagenzflasche.

Das bewährte Flaschendosiergerät ohne Parallaxenfehler in der Volumeneinstellung.

Fünf Modelle im Bereich von 0,25 ml bis 50 ml.

- einfache und gut reproduzierbare Volumeneinstellung, die gegen versehentliches Verstellen gesichert ist
- Ventilkopf um 360° drehbar
- Kanüle um 180° drehbar, dadurch fließt die Flüssigkeit restlos in der Flasche zurück
- vollständig bei 121 °C autoklavierbar, kann zur Reinigung fast komplett demontiert werden
- alle reagenzberührenden Teile sind aus chemisch-resistenten Materialien hergestellt: Platinfeder, Keramikventilkugeln, PTFE Kolben, Zylinder aus Borosilikatglas 3.3.
- geeignet für nahezu alle Flüssigkeiten
- nicht geeignet für PTFE aufquellende Lösungsmittel, Flusssäure, Chemikalien, die mit Platin-Iridium-Legierungen reagieren
- Jedes Gerät ist einzeln getestet und wird mit einer Konformitätsbescheinigung geliefert
- 2 Jahre Garantie
- Auslieferung ohne Flasche

Volumen-Bereich ml	Modell	Dosierschritte ml	Unrichtigkeit A % ¹	Unpräzision CV % ¹	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
0,25-2,5	D1	0,05	0,6	≤0,1	1	29 70 001
0,5-5	D2	0,10	0,5	≤0,1	1	29 70 002
1-10	D3	0,20	0,5	≤0,1	1	29 70 003
2,5-25	D4	0,50	0,5	≤0,1	1	29 70 004
5-50	D5	1,00	0,5	≤0,1	1	29 70 005
1-10	HF ²	0,20	0,5	≤0,1	1	Neu 29 70 015

¹ vom Nennvolumen

² für Hydrogenfluorid & Flusssäure