


Gestelle für Tiefkühltruhen



Truhengestelle aus Edelstahl

Für die Lagerung von Kryo-Boxen in Tiefkühltruhen.
Aus rostfreiem Edelstahl.


- passend für alle Kryoboxen 130 x 130; 133 x 133 und 136 x 136 mm
- Oberflächen leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion
- mit praktischen Tragegriffen
- Gestellmaße beinhalten den Tragegriff
- Fachabmessungen für alle Standard-Kryo-Boxen lieferbar
- Sicherungsstab auf Anfrage

Die Standardgrößen finden Sie in der folgenden Tabelle:

**Sondergrößen auf
Anfrage lieferbar**

Fachanzahl horizontal x vertikal	Gestellmaße T x B x H mm	für Kryo-Boxen Höhe				Verpackungs- Einheit	Bestell- Nr.
		32 mm	50 mm	75 mm	100 mm		
1 x 4	140 x 140 x 222	–	■	–	–	1	54 00 041
1 x 5	140 x 140 x 277	–	■	–	–	1	54 00 021
1 x 5	140 x 140 x 531	–	–	–	■	1	Neu 54 00 039
1 x 6	140 x 140 x 482	–	–	■	–	1	54 00 028
1 x 7	140 x 140 x 385	–	■	–	–	1	54 00 042
1 x 7	140 x 140 x 561	–	–	■	–	1	54 00 029
1 x 8	140 x 140 x 441	–	■	–	–	1	54 00 027
1 x 8	140 x 140 x 641	–	–	■	–	1	54 00 030
1 x 9	140 x 140 x 495	–	■	–	–	1	54 00 026
1 x 9	140 x 140 x 720	–	–	■	–	1	54 00 031
1 x 10	140 x 140 x 550	–	■	–	–	1	54 00 000
1 x 11	140 x 140 x 406	■	–	–	–	1	54 00 032
1 x 11	140 x 140 x 604	–	■	–	–	1	54 00 023
1 x 12	140 x 140 x 443	■	–	–	–	1	54 00 033
1 x 12	140 x 140 x 659	–	■	–	–	1	54 00 025
1 x 13	140 x 140 x 479	■	–	–	–	1	54 00 034
1 x 13	140 x 140 x 713	–	■	–	–	1	54 00 001
1 x 14	140 x 140 x 516	■	–	–	–	1	54 00 035
1 x 15	140 x 140 x 552	■	–	–	–	1	54 00 036
1 x 16	140 x 140 x 589	■	–	–	–	1	54 00 037
1 x 17	140 x 140 x 625	■	–	–	–	1	54 00 038
1 x 18	140 x 140 x 662	■	–	–	–	1	54 00 024

Gestelle für Tiefkühlschränke



Schrankgestelle aus Edelstahl

Für die Lagerung von Kryo-Boxen in Tiefkühlschränken.
Aus rostfreiem Edelstahl.

- passend für alle Kryoboxen 130 x 130; 133 x 133 und 136 x 136 mm
- Oberflächen leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion
- mit praktischen Tragegriffen
- Fachabmessungen für alle Standard-Kryo-Boxen lieferbar

Die Standardgrößen finden Sie in der folgenden Tabelle:

**Sondergrößen auf
Anfrage lieferbar**

Fachanzahl horizontal x vertikal	Anzahl der Boxen	Gestellmaße T x B x H mm	für Kryo-Boxen Höhe				Verpackungs- Einheit	Bestell- Nr.
			50 mm	75 mm	100 mm	130 mm		
3 x 3	9	424 x 140 x 165	■	–	–	–	1	54 00 007
3 x 4	12	424 x 140 x 219	■	–	–	–	1	54 00 009
3 x 5	15	424 x 140 x 274	■	–	–	–	1	54 00 022
4 x 2	8	566 x 140 x 164	–	■	–	–	1	54 00 011
4 x 2	8	566 x 140 x 219	–	–	■	–	1	54 00 010
4 x 2	8	566 x 140 x 275	–	–	–	■	1	54 00 012
4 x 3	12	566 x 140 x 240	–	■	–	–	1	54 00 006
4 x 3	12	566 x 140 x 314	–	–	■	–	1	54 00 040
4 x 4	16	566 x 140 x 219	■	–	–	–	1	54 00 004
4 x 4	16	566 x 140 x 319	–	■	–	–	1	54 00 005
4 x 5	20	566 x 140 x 274	■	–	–	–	1	54 00 003
4 x 6	24	566 x 140 x 328	■	–	–	–	1	54 00 002
4 x 7	28	566 x 140 x 391	■	–	–	–	1	54 00 008
5 x 2	10	705 x 140 x 161	–	■	–	–	1	54 00 016
5 x 2	10	705 x 140 x 212	–	–	■	–	1	54 00 020
5 x 3	15	705 x 140 x 240	–	■	–	–	1	54 00 017
5 x 4	20	705 x 140 x 219	■	–	–	–	1	54 00 013
5 x 4	20	705 x 140 x 319	–	■	–	–	1	54 00 018
5 x 5	25	705 x 140 x 274	■	–	–	–	1	54 00 014
5 x 6	30	705 x 140 x 328	■	–	–	–	1	54 00 015

Gestelle für Tiefkühlschränke



Schubladengestelle aus Edelstahl

Für die Lagerung von Kryo-Boxen in Tiefkühlschränken.
Aus rostfreiem Edelstahl.

- passend für alle Kryoboxen 130 x 130; 133 x 133 und 136 x 136 mm
- Schubladengestelle ohne Auszugsstopp
- polierte Oberfläche, leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion

Die Standardgrößen der ratiolab® Schubladengestelle finden Sie in der folgenden Tabelle:

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Fachanzahl horizontal x vertikal	Anzahl der Boxen	Gestellmaße T x B x H mm	für Kryo-Boxen Höhe		Verpackungs- Einheit	Bestell- Nr.
			50 mm	75 mm		
4 x 2	8	570 x 144 x 112	■	–	1	54 00 043
4 x 3	12	570 x 144 x 168	■	–	1	54 00 044
4 x 3	12	570 x 144 x 250	–	■	1	54 00 019
4 x 4	16	570 x 144 x 224	■	–	1	54 00 046
4 x 4	16	570 x 144 x 335	–	■	1	54 00 066
4 x 5	20	570 x 144 x 280	■	–	1	54 00 045
4 x 6	24	570 x 144 x 336	■	–	1	54 00 047
4 x 7	28	570 x 144 x 392	■	–	1	54 00 049
5 x 3	15	709 x 144 x 241	–	■	1	54 00 052
5 x 4	20	709 x 144 x 224	■	–	1	54 00 050
5 x 4	20	709 x 144 x 321	–	■	1	54 00 053
5 x 5	25	709 x 144 x 280	■	–	1	54 00 048
5 x 6	30	709 x 144 x 336	■	–	1	54 00 051



Facheinlage für Schubladengestelle

Die Facheinlagen für Schubladengestelle verhindern das Verrutschen von Kryoboxen, Mikrottestplatten oder Racks im SBS-Standard-Format

Artikel	Verpackungs- Einheit		Bestell- Nr.
für 4 Kryo-Boxen bis 136x136mm	5	Neu	54 10 001
für 5 Kryo-Boxen bis 136x136mm	5	Neu	54 10 002
für 6 Micro-Racks	5	Neu	54 10 101
für 7 Micro-Racks	5	Neu	54 10 102



Individuelles Design und Anfertigung von Gestellen für die Probenlagerung

Probenlagerung wird zunehmend individueller. Ratiolab entwickelt und fertigt Gestelle entsprechend Ihrer Bedürfnisse. Auch bereits ab geringen Stückzahlen bieten wir Ihnen diesen Service an.


Senden Sie uns mit Ihrer Anfrage die Maße sowie gewünschte Anzahl Ihrer Boxen oder Platten, welche Sie lagern möchten. Des Weiteren benötigen wir Angaben zu Ihrem Freezer. Sie erhalten dann umgehend einen Vorschlag für Ihr Gestell.

Dieses Angebot umfasst folgende Gestell-Arten:

Truhengestelle aus Edelstahl

Die Individualisierung der Gestelle umfasst folgende Parameter:

- Größe der Fächer (Footprint)
- Höhe der Fächer
- Anzahl der Fächer (Höhe des Racks)
- Markierung der Racks
- Sicherungsstab / Sicherungsfeder



Schrankgestelle aus Edelstahl

Die Individualisierung der Gestelle umfasst folgende Parameter:

- Größe der Fächer (Footprint)
- Höhe der Fächer
- Anzahl und Anordnung der Fächer (Höhe und Tiefe des Racks)
- Markierung der Racks
- Sicherungsstab / Sicherungsfeder

Schubladengestelle aus Edelstahl

Die Individualisierung der Gestelle umfasst folgende Parameter:

- Größe der Schublade (Footprint)
- Höhe der Schubladenfächer
- Anzahl und Anordnung der Schubladenfächer (Höhe und Tiefe des Racks)
- Markierung der Racks
- Auszugs-Stopp für die sichere Handhabung



Blutbeutelgestelle sowie Kassetten

Die Individualisierung der Gestelle umfasst folgende Parameter:

- Maße der Blutbeutelkassette
- Gewünschte Anzahl der Kassetten / Gestell
- Beschriftung der Gestelle

Senden Sie Ihre Anfrage einfach an tech@ratiolab.com oder rufen Sie uns an.