

# Mehrzweckbecher und Mehrzwecksammelflasche

## Mehrzweckbecher mit Schraubverschluss

Aus Polypropylen (PP).

Zur Probenahme, Transport und Lagerung von festen, pastösen und flüssigen Proben.

- mit rotem Schraubverschluss
- unsteril oder einzeln steril verpackt lieferbar



Volumen ml	Bild-Nr.	Material	Graduierung und Beschriftungsfeld	sterilisiert	Höhe mit Deckel, mm	Ø Deckel, außen, mm	Packungsform	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
30	1	PP	–	–	47	43	Karton 1 x 1.000	1.000	59 21 173
30	1	PP	–	■	47	43	Beutel 500 x 1	500	59 21 174
30	2	PP	■	–	82	34	Karton 1 x 700	700	59 21 177
30	2	PP	■	■	82	34	Beutel 500 x 1	500	59 21 178
60	3	PP	■	–	66	43	Karton 1 x 600	600	59 21 175
60	3	PP	■	■	66	43	Beutel 500 x 1	500	59 21 176
120	4	PP	■	–	73	63	Karton 1 x 500	500	59 21 182
120	4	PP	■	■	73	63	Beutel 250 x 1	250	59 21 183
200	5	PP	–	–	80	64	Karton 1 x 200	200	59 21 185
200	5	PP	–	■	80	64	Beutel 150 x 1	150	59 21 184
200	6	PS	–	■	82	64	Beutel 150 x 1	150	59 21 188



## Mehrzwecksammelflasche

Aus transluzent blau eingefärbtem Polyethylen (PE).

- inklusive Deckel mit Vlieseinlage
- graduert, guter Lichtschutz
- weite Halsöffnung Ø 80 mm
- Volumen: 2,5 l

Artikel	Packungsform	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
Mehrzwecksammelflasche 2,5 l mit Klebeetikett	Karton 1 x 60	60	59 22 250