

# Mikro-Zentrifuge und Thermocult Brutschrank



## Mikro-Zentrifuge für PCR-Streifen und Reaktionsgefäße

Kleine, praktische Mikro-Zentrifuge mit hoher Leistung und geringem Energieverbrauch für Routine-Zentrifugationen.

- Drehzahl 7.000/min, max RCF 2.680 x g
- Deckel verschließbar
- Sicherheit: Der Deckel kann nur bei Rotorstillstand geöffnet werden
- Rotorschnellanlauf und sekundenschneller Stillstand
- Netzanschluss AC100-240V/50Hz/60Hz
- Durchmesser 150 mm, Höhe 117 mm, Gewicht 0,5 kg
- 2 Jahre Garantie
- Lieferung komplett mit 2 Rotoren:
  - Rotor 1 für: 8 Reaktionsgefäße 0,5 ml bis 2,0 ml
  - Rotor 2 für: 16 Reaktionsgefäße 0,2 ml oder zwei 8-fach Röhrenstreifen a 0,2 ml

Typ	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Mikro-Zentrifuge komplett mit zwei Rotoren	1	71 00 007

## Thermocult Brutschrank

Kompakter Brutschrank für die Bakteriologie mit fest eingestellter Temperatur  $35 \pm 2^\circ\text{C}$ , justierbar bis auf  $42^\circ\text{C}$ , fest eingebautes, von außen gut ablesbares Kontrollthermometer. Glasklare Kunststofftür für visuelle Kontrolle. Auf Tischen aufstellbar oder an Wänden aufhängbar.

- Nutzraum (B x T x H): 210 x 145 x 110 mm, für bis zu 20 Objektkulturen oder 8 Petrischalen
- Maße außen (B x T x H): 300 x 170 x 150 mm
- Gewicht: ca. 1,3 kg, Netzanschluss: 230 V, 30 W
- ohne Einlegeboden
- 2 Jahre Garantie

Artikel	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Thermocult Brutschrank	1	90 22 000
Einlegeboden	1	90 22 001

