



Pipetten-Container

Aus Aluminium.

Pipetten-Container mit verbesserter Handhabung zur Lagerung von Kunststoffpipetten und Glasartikeln zwischen 150 mm und 480 mm Länge wie Rührstäbe, Serologische-, Pasteur-, Voll- und Messpipetten.

- autoklavierbar bis 121 °C, 20 Minuten
- Autoklavieren: Die Konstruktion sichert den Sterilisierungsprozess im Autoklaven, da der Wasserdampf einen direkten Zugang zum Sterilisiergut hat
- Öffnen und Schließen: Sanftes und leichtes Gleiten des Deckels auf dem Köcher vereinfacht das Arbeiten
- Köcher und Deckel sind aus Aluminium und zum Schutze der gelagerten Glaspipetten am Boden jeweils mit einem Silikonpolster ausgestattet. Diese Silikonkissen reduzieren die Bruchgefahr der Pipetten im Falle einer stoßartigen Belastung auf Boden oder Deckel
- den zylindrischen Pipetten-Container gibt es in 4 verschiedenen Längen
- Unterteil: Innenmaße: 60 x 60 mm, Außenmaße: 62 x 62 mm
- Oberteil: Innenmaße: 62,75 x 62,75 mm, Außenmaße: 68,70 x 68,70 mm

Edelstahlgestell für 4 ratiolab® Pipetten-Container

- zur praktischen Lagerung von bis zu 4 Pipetten-Containern
- platzsparende und sichere Aufbewahrung von Pipetten-Containern
- Maße T x B x H: 265 x 250 x 120 mm

Artikel	Länge mm	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Pipetten-Container	160-200	1	31 70 200
Pipetten-Container	235-305	1	31 70 305
Pipetten-Container	315-385	1	31 70 385
Pipetten-Container	315-485	1	31 70 485
Edelstahlgestell	-	1	31 70 100