


Multistand Plus Röhrchenständer und Aufbewahrungsgestell für Reaktionsgefäße



Multistand Plus Röhrchenständer

Aus Polypropylen (PP).

Mit dem Multistand Plus für Probenröhrchen haben Sie die Möglichkeit bis zu 50 Probenröhrchen sicher zu lagern und zu platzieren. Der Multistand Plus für Probenröhrchen hält einer Temperatur von bis zu 75 °C stand.

- für Röhrchen von Ø 12 bis Ø 18 mm
- autoklavierbar

Farbe	Stellplätze	B x T x H mm	Verpackungs- Einheit	Bestell- Nr.
rot	5 x 10	115 x 200 x 50	1	37 12 301
weiß	5 x 10	115 x 200 x 50	1	37 12 302

Aufbewahrungsgestell für Reaktionsgefäße

Aus Polypropylen (PP).

Für einen sicheren Umgang mit Reaktionsgefäßen. Platzsparend auf dem Labortisch durch die schmale Form. Praktisch durch die zwei seitlichen Griffe.

- für Röhrchen bis Ø 11 mm
- autoklavierbar bei 121 °C
- temperaturbeständig von – 80 °C bis +121 °C
- Länge 225 mm x Breite 65 mm x Höhe 28 mm



Farbe	Für Reaktionsgefäße	Stellplätze	Verpackungs- Einheit	Bestell- Nr.
grün	1,5 – 2,0 ml	5 x 16	5	37 12 006
pink	1,5 – 2,0 ml	5 x 16	5	37 12 008
blau	1,5 – 2,0 ml	5 x 16	5	37 12 005
orange	1,5 – 2,0 ml	5 x 16	5	37 12 007
gelb	1,5 – 2,0 ml	5 x 16	5	37 12 009
Mix-Pack	1,5 – 2,0 ml	5 x 16	5	37 12 010