


Serologische Pipetten

Serologische Pipetten

Aus glasklarem Polystyrol (PS).

- RNase-, DNase-, Pyrogen-frei
- nicht toxisch, TSE/BSE-frei
- aufgedruckte, schwarze, permanente Graduierung
- mit farbcodiertem Ring zur einfachen Identifikation, Farben nach Norm-Code
- einzeln steril verpackt
- Verpackung: Folie/Papier
- zusätzliche Kapazität durch negative Graduierung
- Genauigkeit +/- 2-3% auf volle Volumen
- mit Baumwollstopfen



Positives Volumen ml	Bild-Nr.	Negatives Volumen ml	Graduierung ml	Länge mm	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
1	1	0,04	0,01	279,40	1.000	31 01 011
2	2	0,08	0,01	282,58	1.000	31 02 011
5	3	2,5	0,1	348,15	200	31 05 011
10	4	3,0	0,1	346,81	200	31 10 011
25	5	7,0	0,25	310,90	200	31 25 011
50	6	10,0	1,0	368,17	100	31 50 011